

Звуковой процессор Kanso™

Краткое руководство

- ✓ Руководство по началу работы
- ✓ Краткий справочник



CP950

Hear now. And always



Cochlear®

Общая информация

Звуковой процессор Cochlear™ Kanso™ (номер модели CP950) в комбинации с имплантом Cochlear позволяет передавать звук в ухо.




ПРИМЕЧАНИЕ

Подробные сведения и предостережения см. в *руководстве пользователя звукового процессора Kanso.*

Звуковой процессор

ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ



Блокировка и разблокировка крышки батарейного отсека

Для блокировки поворачивайте фиксирующий винт по часовой стрелке до тех пор, пока его шлиц не окажется в горизонтальном положении.



ЗАБЛОКИРОВАНО





Для разблокировки поворачивайте фиксирующий винт против часовой стрелки до тех пор, пока его шлиц не окажется в вертикальном положении.




РАЗБЛОКИРОВАНО


Замена батареек



1. Поверните фиксирующий винт против часовой стрелки, чтобы разблокировать крышку батарейного отсека (по часовой стрелке — чтобы заблокировать).
2. Сдвиньте крышку, чтобы открыть отсек.
Для этого расположите два пальца по обеим ее сторонам и потяните.



3. Вставьте две новые одноразовые воздушно-цинковые батарейки высокой емкости r675 плоской стороной вверх.




4. Установите крышку батарейного отсека на место.
Поверните фиксирующий винт по часовой стрелке, чтобы заблокировать крышку.

Прикрепление процессора

Кнопкой/
индикатором
вверх

Батарейным
отсеком вниз




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Следите за правильным расположением звукового процессора. Это важно для обеспечения оптимальной работы звукового процессора и предотвращения его падения с импланта.
- При наличии двух имплантов для каждого из них нужно использовать соответствующий звуковой процессор.


Присоединение подкладки SoftWear

Если вы ощущаете дискомфорт, прикрепите клейкую подкладку Cochlear SoftWear™ к обратной стороне процессора.



Закрепление процессора

Чтобы снизить вероятность потери процессора, к нему можно прикрепить страховочный шнурок Nucleus®.




Захватите петлю и протяните ее сквозь крепежное отверстие спереди назад, проденьте зажим через петлю и туго затяните.

Включение и выключение

Чтобы **включить** устройство, нажмите кнопку.

Чтобы **выключить** устройство, нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока индикатор не загорится непрерывным оранжевым светом.




ПРИМЕЧАНИЕ

Звуковой процессор выключается автоматически через две минуты после его снятия с импланта.

Смена программы

Нажмите кнопку, чтобы сменить программу.

Номер программы можно определить по количеству звуковых сигналов или миганий **зеленым** светом (если это было настроено вашим врачом-консультантом).




Потоковая передача звука

Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд для потоковой передачи звука от источников.

При необходимости перехода к следующему источнику звука **еще раз нажмите и отпустите кнопку.**

Синий свет: потоковая передача звука.

Кратковременно нажмите кнопку, чтобы остановить потоковую передачу.





При каждом нажатии кнопки звукового процессора выполняется цикличное переключение доступных источников звука в указанном порядке:




НАЖАТИЕ	ИНДУКЦИОННАЯ КАТУШКА ВКЛЮЧЕНА	БЕЗ ИНДУКЦИОННОЙ КАТУШКИ
1	Индукционная катушка	Беспроводной аксессуар 1
2	Беспроводной аксессуар 1	Беспроводной аксессуар 2
3	Беспроводной аксессуар 2	Беспроводной аксессуар 3
4...	Индукционная катушка...	Беспроводной аксессуар 1...

Световые сигналы

Повседневное использование

СВЕТОВОЙ СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	Световой индикатор на процессоре мигает при поступлении звукового сигнала с микрофонов (только в режиме для ребенка).
	Включение и переключение программ. Количество вспышек указывает на порядковый номер текущей программы.
	Индикатор на процессоре мигает при поступлении звукового сигнала от источника звука (только в режиме для ребенка).
	Выключение процессора.

Предупредительные сигналы

СВЕТОВОЙ СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	Световой индикатор на процессоре мигает, когда катушка отключена (или подключена не к тому импланту).
	Уровень заряда батареек процессора недостаточный. Замените батарейки.
	Неисправность. Обратитесь к врачу-консультанту. Горит до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

 **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus и логотип в форме эллипса являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Cochlear Limited.

© Cochlear Limited, 2016

D701301 ISS1

Russian translation of 552818 ISS1 FEB16